

27.06.2016 15:27

PAGE. 1/ 4


SANDRO CARTA
prodotti ospedalieri
www.ditacartaesandro.it

28/6/2016

Spett.le
ASL 8 CAGLIARI
Via Piero della Francesca, 1
09047 - Cagliari
Tel. 070 6093238
Fax 070 6093201

Rif. Vs Prot. 2016/65053 del 21/06/2016

Oggetto: "Richiesta preventivo per la fornitura di n. 1 otoscopio da destinare alla Guardia Medica di Muravera - Rif. Sirigu".

Il sottoscritto CARTA SANDRO GAVINO nato il 21/08/1968 a RIOLA SARDO prov. OR, e residente a PALMAS ARBOREA prov. OR via GRAZIA DELEDDA n 32, cap 09090, c.f. CRTSDR68M21H301F in qualità di TITOLARE della ditta SANDRO CARTA GAVINO ditta individuale con sede fiscale in via SACERDOTE GIOVANNI SECHI n. 9, 09070 RIOLA SARDO (OR), Partita Iva 00649810959

OFFERTE:

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Prezzo complessivo
1	97 D-001.70.206	OTOSCOPIO 3000 ALOGENO - 2,5V CON MANICO - CON BATTERIA	PZ	1	€ 88,90	€ 115,00
1	X-001.88.110	LAMPADA ALOGENA DI RISERVA COMPATIBILE	PZ	1	€ 19,30	
1		BATTERIE	PZ	6	6,80	

N.B. Il costo delle batterie è incluso nel prezzo dell'otoscopio.

Si dichiara inoltre che l'otoscopio ha una garanzia di 5 anni contro i difetti di fabbricazione.

CONDIZIONI DI FORNITURA:


VALIDITA' OFFERTA: 180 GIORNI

IVA DA APPLICARE: 22%

TEMPI DI CONSEGNA: 15-20 gg dalla data dell'Ordine

TRASPORTO, IMBALLO, CARICO: INCLUSI NEL PREZZO.

Palmas Arborea il 27/06/2016



SANDRO CARTA
Via Sac. Gio. Sechi 9
09070 RIOLA SARDO (OR)
P.IVA 00649810959
prodotti ospedalieri C.F. CRTSDR68M21H301F

Rev. 01
Luglio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

D-01.70.210

Otoscopio mini 3000 a luce
alogeno, in blister

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
D-01.70.210	Otoscopio mini 3000 a luce alogena

Indicazioni	
Produttore	HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)
CND	Z12149006
Repertorio	97394/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Per l'esame del condotto uditivo e per esami in generale di tipo non invasivo.

Descrizione

Otoscopio HEINE mini 3000 a luce alogena XHL Xenon ottimizzata, 100% più luminosa rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie mini 3000 (con 2 batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso (\varnothing 2,5 e 4 mm); in blister.

Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.

Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente. Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.

Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Manico e testina separati. Di facile manutenzione, versatile.

Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via ...na, 5 - 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. MI 12745/1996 • C.C.I.A.A. MI 1494142

 Via ... Giovi, Sechi, 9
00196 ROMA (RM)
SANDRO CARTA Tel. 06 4881 085 9
prodotti ospedalieri C.F. CRTS0684211301F

Accessori presenti all'interno della confezione

D-01.70.210
10 speculum monouso \varnothing 2,5 e 4 mm
N° 2 batterie AA

Caratteristiche tecniche

Peso:	130 g. circa
Dimensioni testina:	larghezza x altezza x profondità - 27 x 59 x 45 mm
Temperatura di utilizzo:	+ 10°C ~+ 35°C, umidità relativa 30% - 90%
Temperatura di conservazione:	-20°C ~+ 50 °C, umidità relativa 10% - 95%
Temperatura di trasporto:	-40°C ~+ 70 °C, umidità relativa 10% - 95%

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Testa dell'otoscopio: esternamente pulire con un panno morbido; internamente – se necessario – con un bastoncino di cotone imbevuto in poco alcool. NON immergere in acqua o altre soluzioni.

E' possibile sterilizzare a gas.

Speculum riutilizzabili in SANALON S: possono essere puliti, disinfettati e sterilizzati o bolliti secondo i metodi convenzionali. È possibile la sterilizzazione in autoclave sino a 134° C.


Speculum monouso AllSpec: Gli speculum monouso sono realizzati unicamente come prodotto monouso. Il tentativo di pulirli per riutilizzarli, potrebbe danneggiarli e di conseguenza causare lesioni al paziente.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.


 Via Sac. Gio: Sechi, 9
 09070 PABULI SARDO (OR)
 P. IVA 035 4081 085 9
 C.A. 035 0968M21H301F
SANDRO CARTA
 prodotti ospedalieri

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • Info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Sede legale: Via ... 5 - 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. MI 12745/1996 • C.C.I.A.A. MI 1494142

Accessori

X-01.88.110	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena
B-00.11.128	Speculum monouso ø 2,5 mm
B-00.11.127	Speculum monouso ø 4 mm
B-00.11.111	1 set = 4 speculum riutilizzabili SANALON S ø 2,4 - 5 mm
B-00.11.107	Speculum riutilizzabile ø 2,4 mm
B-00.11.108	Speculum riutilizzabile ø 3 mm
B-00.11.109	Speculum riutilizzabile ø 4 mm
B-00.11.110	Speculum riutilizzabile ø 5 mm
B-00.11.143	Speculum nasale riutilizzabile ø 10 mm

INTERMEDIALIA S.p.A.

Via della Pace, 21 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Sede legale: Via ...na, 5 - 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € (i.v.) • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. MI 12745/1996 • C.C.I.A.A. MI 1494142


 Via Sao, Gio. Sordani, 9
 00070 ROMA (RM)
SANDRO CARTA P.IVA 00848870968
 Profetti ospedalieri G.F. CRTSORDA 02714001F