

Lu. 44

674
-3 GIU. 2014



MAST MEDICAL s.r.l

Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

Blocco automatico

Questa funzione di sicurezza consente di mantenere le impostazioni prescelte invariate, impedendo che vengano inavvertitamente modificate

Telo di rivestimento rimovibile a 360°

Impedisce l'ingresso di liquidi e garantisce un migliore utilizzo poiché la copertura rimovibile è pensata per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Modalità di trasporto per dieci ore

Un importante beneficio per gli operatori durante le operazioni quotidiane di assistenza: la modalità statica garantisce il sostegno del paziente durante il trasporto nella zona radiografica o in altre aree della struttura.

Regolazione manuale con cinque impostazioni

La redistribuzione della pressione avviene in modalità di bassa pressione alternata ed in modalità di bassa pressione costante, regolando la durata del ciclo per adattarlo alle condizioni del paziente e per garantirgli un maggiore comfort.

Le impostazioni del comfort aiutano a regolare il livello di morbidezza o durezza in base alle preferenze del paziente.. La funzione di massimo gonfiaggio, durante la posizione seduta, aiuta la mobilitazione. La funzione P-max favorisce le manovre di nursing

TOTALE FORNITURA € 1.300,00(millettecento/00)+IVA

1 300.00 x
22.00 C%
286.00 *
1 586.00 *
0.00 *

MODALITÀ FORNITURA:

IVA 22%: Vs. Carico
Consegna: 10/15 giorni dall'ordine
trasporto: incluso
installazione: inclusa
Garanzia: 12 mesi
Modalità di pagamenti: 60 gg. data fattura.

La Mast Medical S.r.l. dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle Norme CEE ed alle vigenti Norme in materia di sicurezza e prevenzione con esplicito riferimento al D.Lgs.626., i prezzi da Noi proposti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Distinti saluti



MAST MEDICAL s.r.l

Loc. PILL'E MATTA sn
09044 QUARTUCCIU (CA)
P. IVA 03007340924

info@mastmedical.it
Tel. 070 852045

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.

Il Direttore del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



MAST MEDICAL srl

Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

Dr. Pistis
16/5/2014

Spett.le
ASL n°8 Cagliari
Resp. Economato e Off. Tecnico
Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius (CA)

Quartucciu 16/05/2014

NS Offerta n° 6414MM-sm

Oggetto: Preventivo per l'acquisto di Materasso antidecubito da destinare a paziente Domiciliare. *(Rif. I. Pistis).*

Con la presente Vi formuliamo Ns. miglior offerta per n°1 materasso antidecubito da destinare a paziente domiciliare, le tecnologie costruttive di questo materasso della Hill-Rom sono a Ns. giudizio le caratteristiche minime per espletare la funzione terapeutica antidecubito a garantire la sicurezza del paziente, oltre ad essere di gran lunga superiori a quanto richiesto dal codice nomenclatore 03.33.06.021.

N°1 SovraMaterasso Antidecubito Hill-Rom modello P280

In linea con quanto sancito dalle Linee Guida 2009 NPUAP/EPUAP, Hill-Rom offre prodotti e terapie di altissima qualità che assicurano le soluzioni più appropriate per creare un ambiente Safe Skin™ per i vostri pazienti.

La terapia Immersion™ di Hill-Rom che utilizza il sovrामaterasso P280 a 3 zone consente di ridurre la prevalenza e l'incidenza di lesioni da pressione mediante la redistribuzione delle pressioni grazie alla bassa pressione alternata ed al corretto livello di immersione.

Il sovrामaterasso Hill-Rom P280

- Soddisfa le singole esigenze dei pazienti grazie alla flessibilità di scelta delle terapie (bassa pressione continua o alternata)
- Garantisce un trattamento e una prevenzione efficace delle lesioni da pressione
- Garantisce la bassa pressione alternata grazie ai cuscini ad aria in uretano estremamente confortevoli
- Maggiore comfort per i pazienti grazie alla regolazione della durata dei cicli ed alla regolazione del livello di gonfiaggio per ottenere una superficie più o meno morbida
- Migliora la sicurezza per pazienti e operatori grazie alla presenza di funzioni quali il blocco automatico, gli allarmi di sicurezza e la modalità di trasporto facile da usare
- Conserva la mobilità del paziente



Tre zone: zona statica per la testa, zona sacrale a bassa pressione costante o alternata, zona talloni dedicata con inclinazione a 5°
A differenza dei tradizionali sovrामaterassi, P280 presenta zone differenziate per rispondere alle singole esigenze delle aree più vulnerabili del paziente.

P-Max

Una superficie stabile nella zona sacrale favorisce la mobilitazione del paziente e la discesa dal letto.

Connettore CPR facile

Con il sovrामaterasso Hill-Rom® P280, gli operatori dovranno semplicemente scollegare il connettore dall'unità motore per ottenere un rapido CPR.

Possibilità di impostare la durata del ciclo di alternanza e il livello di comfort

La durata del ciclo può essere regolata per adattarsi alla condizione medica del paziente garantendo un maggiore comfort durante la fase del sonno. La regolazione del comfort consente di regolare in base alle preferenze del paziente il livello di gonfiaggio delle celle.

Allarmi di sicurezza

Gli operatori vengono informati di eventuali malfunzionamenti.