

# **GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

## **CHECKLIST VESTIZIONE CAMICE**

**1**

**Prima di iniziare la vestizione accertarsi di non indossare anelli, bracciali, orologi o**

**2**

**Disporre tutti i DPI su un piano di appoggio, verificare l'integrità delle confezioni e dei**

**3**

**Igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica**

**4**

**Indossare il primo paio di guanti**

**5**

**Indossare il camice monouso, posizionarlo correttamente all'altezza delle spalle e con i  
polsini elastici sopra i guanti**

**6**

**Fissare il camice, dietro al collo e intorno alla vita, con le apposite fettucce**

**7**

**Indossare il facciale filtrante FFP3, regolare lo stringinaso e verificarne la tenuta**

**8**

**Indossare la cuffia**

**9**

**Indossare gli occhiali a maschera o lo scudo facciale, regolare gli elastici e verificarne la  
stabilità**

**10**

**Indossare il secondo paio di guanti, accertandosi che vadano a coprire i polsini del  
camice**