

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

<sup>B</sup>  
140 DEL 11 FEB. 2015

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

29. Gen. 2015 13:13

Nr. 7069 P. 1/4

**GINEVRI**  
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

GINEVRI S.p.A.  
Via Cancelliera 25/B  
00041 Albano Laziale (Roma) Italy

Tel. +39 06 934591 - +39 06 9345100  
Fax +39 06 93459393 - +39 06 9344790  
E-mail: mail@ginevri.com  
http://www.ginevri.com

ISO 9001 ISO 13485

Capitale sociale € 100.000,00  
Reg.Soc.Tribunale Roma n° 3438789

P.IVA e CF 03565511007  
C.C.I.A.A. 675569

OFFERTA

*M. Masia*  
*19/1/2015*

Spett.le  
ASL DI CAGLIARI  
VIA PIERO DELLA FRANCESCA,1  
09047 SELARGIUS (CA)

Vs. rif.: VS.PROT. PG/2015/0009198 DEL 25/11/2015-PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Cod.cliente 900074	Iva 22S	Valuta EURO	Cod. Fiscale 02261430926	Partita Iva 02261430926	Numero 68	Data 29/01/2015	Pag.	
Cond.pagamento 313 NR.01 RD 60ggDF		Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELL			IBAN: IT8410709238991000000200110			
Telefono / FAX 070/609.38.26		Ns. Riferimento		Richiedente		Operatore Alessandra Sutrini		
Vs. rif.								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	Iva
1/8067	<b>BILIRUBINOMETRO ONE BEAM</b> Apparecchiatura a calibrazione automatica e controllata elettronicamente da un microcontrollore. Utilizza un solo raggio ottico che illumina il campione in un unico punto, ottenuto grazie ad un particolare sistema automatizzato di filtri. Grazie a questo sistema, il raggio luminoso quando attraversa il campione è ripulito di tutte le frequenze non utili alla misura, riducendo così i fenomeni di fotoisomerizzazione (degradazione) della bilirubina che influiscono negativamente sulla misura e assicurando un segnale più stabile. Inoltre il segnale è più preciso, grazie alla lettura su un unico punto del capillare che elimina gli errori dovuti alla lettura su due punti diversi. Infine il segnale è più forte, grazie alla presenza di un raggio luminoso più potente perché unico e non più sdoppiato. Il speciale sistema di collimazione e concentrazione dei raggi luminosi permette la lettura anche quando la quantità di siero, dopo centrifugazione, è molto piccola, come nel caso di policitemia (fino ad un valore di ematocrito dell'80%), o di riempimento parziale del capillare. Volume: <70 microl. Cuvette: Capillari in vetro aplanizzato Misure: 4/30 mg/dl o 68/510 micromol/l Tipo di misura: Fotometrico con fotodiode al silicio Tempo di lettura: 2 sec. medio Risoluzione misura: +/- 0,1 mg/dl Precisione misura: +/- 1% Risultato: Su display LCD e stampante Uscita Dati: RS 232 Altre funzioni: Calendario e ore su display Peso: Kg. 2,5 Alimentazione: 220 Vac, 50/60 Hz, 10/50W Sensore: Fotodiode al silicio Precisione misura: +/- 1% FC + mis IN ALTERNATIVA:	NR	1,00	3.380,00000	20,00	0,00	2.704,00	22
2								
Imponibile		Importo Iva		Totale spese		Totale		
Spedizione		Imballo		Aspetto dei beni		Porto		
Note								
CONFERMA ORDINE				Data		Firma Cliente		

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI  
29 GEN. 2015  
ENTRATA SERVIZIO TECNICO

# GINEVRI

TECNOLOGIE BIOMEDICHE

GINEVRI s.r.l.  
Via Cancelliera 25/B  
00041 Albano Laziale (Roma) Italy

Tel. +39 06 934591 - +39 06 9345100  
Fax +39 06 93459393 - +39 06 9344790  
E-mail: mail@ginevri.com  
http://www.ginevri.com

ISO 9001

ISO 13485

Capitale sociale € 100.000,00  
Reg. Soc. Tribunale Roma n° 3438/89

P. IVA e CF 03565511007  
C.C.I.A.A. 675569

## OFFERTA

Spett.le

ASL DI CAGLIARI  
VIA PIERO DELLA FRANCESCA,1  
09047 SELARGIUS (CA)

Vs. rif.: VS.PROT. PG/2015/0009198 DEL 26/11/2015-PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Cod.cliente 900074	Iva 22S	Valuta EURO	Cod. Fiscale 02261430926	Partita Iva 02261430926	Numero 68	Data 29/01/2015	Pag.	
Cond.pagamento 313 NR.01 RD 60ggDF		Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELL			IBAN: IT8410709238991000000200110			Operatore 7 Alessandra Sutrini
Telefono / FAX 070/609.38.26		Ns. Riferimento		Richiedente		Vs. rif.		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	Iva
3 60675	<p>HIT RIPIRINTO MP 1700 ONE HEAD TESTAMPANTE</p> <p>Apparecchiatura a calibrazione automatica e controllata elettronicamente da un microcontrollore. Utilizza un solo raggio ottico che illumina il campione in un unico punto, ottenuto grazie ad un particolare sistema automatizzato di filtri. Grazie a questo sistema, il raggio luminoso quando attraversa il campione è ripulito di tutte le frequenze non utili alla misura, riducendo così i fenomeni di fotoisomerizzazione (degradazione) della bilirubina che influiscono negativamente sulla misura e assicurando un segnale più stabile. Inoltre il segnale è più preciso, grazie alla lettura su un unico punto del capillare che elimina gli errori dovuti alla lettura su due punti diversi. E infine il segnale è più forte, grazie alla presenza di un raggio luminoso più potente perché unico e non più sdoppiato. Uno speciale sistema di collimazione e concentrazione dei raggi luminosi permette la lettura anche quando la quantità di siero, dopo centrifugazione, è molto piccola, come nel caso di policitemia (fino ad un valore di ematocrito dell'80%), o di riempimento parziale del capillare.</p> <p>Volume: &lt;70 microl.</p> <p>Cuvette: Capillari in vetro sfericizzati</p> <p>Misure: 4/30 mg/dl o 00/010 micromol/l</p> <p>Tipo di misura: Fotometrico con fotodiode al silicio</p> <p>Tempo lettura: 2 sec. medio</p> <p>Risoluzione misura: +/- 0.1 mg/dl</p> <p>Precisione misura: +/- 1%</p> <p>Risultato: su display LCD e stampante</p> <p>Uscita Dati: RS 232</p> <p>Altre funzioni: Calendario e ore su display</p> <p>Peso: Kg. 2,5</p> <p>Alimentazione: 220 Vac, 50/60 Hz, 10/50W</p> <p>Sensore: Fotodiode al silicio</p> <p>Precisione misura: +/- 1% FS+ms</p>						€ 3184,00	
Imponibile 5.888,00		Importo Iva 1.295,36		Totale spese 0,00				
Spedizione VETTORE		Imballo		Aspetto dei beni		Porto FRANCO		
Note								
CONFERMA ORDINE			Data			Firma Cliente		

1 - Originale Cliente

**TERMINI E CONDIZIONI**

---

CONSEGNA	20 GIORNI RICEV.ORDINE
VALIDITA'	90 GIORNI
GARANZIA	MESI: 12
MINIMO FATTURABILE	€ 400,00 + IVA
IVA	A VS CARICO

SPETT.LE  
ASL CAGLIARI  
PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI  
VIA PIERO DELLA FRANCESCA

09047 GELARGIUS (CA)

Albano Laziale, 29 Gennaio 2015

C/900074

Ns.rif.nr.: 68/15 AG/as

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO FORNITURA DI N. 1 BILIRUBINOMETRO  
VS. PROT. PG/2015/0009198 DEL 26.01.2015**

**ELENCO MATERIALI DI CONSUMO DEDICATO  
BILIRUBINOMETRO ONE BEAM**

P/N	DESCRIZIONE ARTICOLO
11144A73	CAPILLARI EPARINIZZATI MICRO- ( Confezione da pz.1000)
569	PLASTILINA PER CAPILLARI- ( Confezione da 18 Stick)

*per  
29/1/2015*

**GINEVRI**  
TECNOLOGIE BIOMEDICHE  
GINEVRI srl - Via Cancelliera, 25/B  
00041 Albano Laziale (RM)  
C.F. e P. IVA 03585511007

RESEARCH • PRODUCT • DEVELOPMENT • MARKETING • SALE & AFTER SALE SERVICE - TRAINING